

【売払い機器の概要】

整理番号 1

項目	内 容
1. 名 称	真空凍結乾燥機
2. メーカー	FTS SYSTEM (現: SP Scientific)
3. 型 式	Dura-Top™, Dura-Dry™MP
4. 購 入 年 月	平成 11 年 2 月
5. 本体外形寸法	幅 1.0 m×奥行 1.0 m×高さ 1.5 m
6. 重 量	約 150 KG
7. 機 器 の 内 訳	本体 付属品 ・変圧器 ・冷媒 (ボトル 3 本+ボトル 1 / 3 本) ※純正品
8. 機器の状態	①真空ポンプが故障しており、稼働させるとオイル漏れが発生します。正常に作動させるためには当該部分の修繕ないし交換が必要です。なお、真空ポンプを別のものに取り換えて試運転したところ、以下の状態を示しました。(令和 2 年 7 月 27 日確認) <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> コンデンサー: -40℃到達約 3~4 分、-50℃到達 約 7 分 シェルフ: -30℃到達約 30 分、-35℃約 66 分 真 空 度: 200mT 到達約 7 分、100mT 到達約 12min </div> ②冷媒の純正品はメーカー販売終了となっており、今後入手することができません。
9. 取扱説明書	付属しています・ 付属していません
10. 搬出上の注意	①重量物であるため、複数名による搬出作業が必要です。 ②Dura-Top™と Dura-Dry™MP が連結されているため、連結部分が動かないように固定する等の注意が必要です(真空漏れの危険性を伴います)。
12. 搬出期限	令和 2 年 10 月 30 日 (金) 17 時まで、機器の引取りを完了して下さい。
13. その他条件等	①搬出作業は、買受人の負担により実施して下さい。 ②装置取り外し後の部屋の復旧は基本的に求めません。ただし、引き取りに伴い施設を破壊した場合は、破損箇所の修復を購入者の負担により実施して頂きます。 ③売払い機器の動作については、当センターとしては一切保証致しません。現状引き渡しとなりますので、今後の動作保証も一切致しません。また、当センターは、購入後の修理の可能性や修理後に発生した故障をはじめ、本機器に関する一切の責任について、これを負いません。

14. 機器の写真

本 体



付属品（変圧器）



14. 機器の写真

冷 媒

